

Wb、Elisa用抗Sbf1ウサギポリクローナル抗体 - O95248

商品番号: CM0013758

前書き

ヒトSBF1（MTMR5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用途でバリデーション済みで、ヒトおよびラットに対する交差反応性を有します。オートファジー、神経髄鞘形成、シャルコー・マリー・トゥース病の経路研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SBF1ウサギpAb
備考／別名	MTMR5; CMT4B3; DENND7A; SBF1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6305
GeneID	6305
免疫原	ヒトSBF1（NP_002963.2）のアミノ酸1630～1770に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O95248
タンパク質分子量	208 kDa
輸送	保冷バッグ