

Ihc-PおよびElisa用抗Scaf4ウサギポリクローナル抗体 - O95104

商品番号: CM0023108



前書き

IHC-

PおよびELISAで検証済みの高品質ウサギ抗SCAF4ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSCAF4を認識します。転写調節およびmRNA早期終了メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCAF4 Rabbit pAb
別名	SRA4; SFRS15; SCAF4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57466
遺伝子ID	57466
免疫原	ヒトSCAF4 (NP_065757.1) のアミノ酸170～248に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95104
タンパク質分子量	126kDa
発送方法	氷袋梱包