


Anti-Scaf8 (Rbm16) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Upn6

商品番号: CM0021441



前書き

ヒト SCAF8 (RBM16)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットティングおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。転写終結およびRNAプロセッシング研究に有用です。組換え免疫原、141 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCAF8 ウサギ pAb
備考/別名	RBM16; SCAF8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22828
遺伝子ID	22828
免疫原	ヒト SCAF8 (NP_055707.3) のアミノ酸572-634に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPN6
タンパク質分子量	141kDa
輸送	保冷バッグ