

Anti-Scand1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P57086

商品番号: CM0029478

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション向けの高品質なAnti-SCAND1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。組換え免疫原。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCAND1 Rabbit pAb
備考/別名	RAZI; SDPI; SCAND1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51282
遺伝子ID	51282
免疫原	ヒトSCAND1 (NP_057642.1) のアミノ酸1-179に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P57086
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスパック