


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Scdポリクローナル抗体 - O00767

商品番号: CM0024911



前書き

ヒトステアロイル-

CoAデサチュラーゼ（SCD）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応。脂質代謝および脂肪酸生合成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] SCD ウサギ pAb
備考/別名	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6319
GeneID	6319
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、ラット
SWISS	O00767
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ