


Anti-Scd1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O00767

商品番号: CM0008006



前書き

ヒトSCD1（ステアロイルCoAデサチュラーゼ）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。脂肪酸生合成酵素を標的とし、代謝および脂質研究に最適です。ヒトとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCD1 Rabbit mAb
備考/別名	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6319
遺伝子ID	6319
免疫原	ヒトSCD1 (NP_005054.3) のアミノ酸260-359領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00767
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ