

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Scd5 ポリクローナル抗体 - Q86Sk9

商品番号: CM0013893

前書き

ヒトSCD5（Stearoyl-CoA desaturase 5、別名SCD4/ACOD4）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。脂肪酸不飽和化、神経細胞増殖、および難聴に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCD5 Rabbit pAb
備考/別名	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
種	ヒト
遺伝子ID	79966
免疫原	ヒトSCD5 (NP_001032671.2) のアミノ酸1-75に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86SK9
タンパク質分子量	38kDa
配送	氷袋