

Anti-Scd5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86Sk9

商品番号: CM0026609

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証された高品質なウサギ抗SCD5ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSCD5を検出します。SCD5は、脂肪酸生合成および神経細胞分化における重要な酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCD5 Rabbit pAb
備考/別名	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79966
遺伝子ID	79966
免疫原	合成ペプチド；ヒトSCD5 (NP_001032671.2) のアミノ酸231-330領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86SK9
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ