

Anti-Scg2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - P13521

商品番号: CM0027194

前書き

ヒトSCG2（Secretogranin-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。神経内分泌研究および分泌顆粒の発生学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCG2 Rabbit pAb
備考/別名	SN, CHGC, EM66, SgII, SCG2
種	ヒト
遺伝子ID	7857
免疫原	ヒトSCG2（NP_003460.2）のアミノ酸30-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P13521
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ