

Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Scgb3A2ポリクローナル抗体 - Q96PL1

商品番号: CM0016541

前書き

抗炎症作用および抗線維化作用を持つ分泌グロビンであるヒトSCGB3A2を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。肺発生および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCGB3A2 ウサギ pAb
備考/別名	LU103, PNSP1, UGRP1, pnSP-1, SCGB3A2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	117156
GeneID	117156
免疫原	ヒトSCGB3A2 (NP_473364.1) のアミノ酸1-93番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PL1
タンパク質分子量	10kDa
輸送方法	保冷剤