

Wb、Elisa用 Anti-Scly ポリクローナル抗体 - Q96I15

商品番号: CM0014523



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション向けの高品質なAnti-SCLYウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSCLYと反応します。セレノシステイン代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCLY Rabbit pAb
備考/別名	SCL; hSCL; S. CLY
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51540
GeneID	51540
免疫原	ヒトSCLY (NP_057594.4) のアミノ酸284-453に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96I15
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ