


Wb、Elisa用抗Scn1Bウサギポリクローナル抗体 - Q07699

商品番号: CM0014446



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗SCN1Bウサギポリクローナル抗体。神経細胞の興奮性および心機能に關与する電位依存性ナトリウムチャネル調節サブユニットである、ヒト、マウス、ラットのSCN1Bを認識します。神経科学および心血管研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	SCN1BウサギpAb
備考／別名	DEE52; ATFB13; BRGDA5; EIEE52; GEFSP1; SCN1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6324
遺伝子ID	6324
免疫原	ヒトSCN1Bのアミノ酸19～160 (NP_950238.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07699
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ