


Wb、Elisa用抗Scn2Aポリクローナル抗体 - Q99250

商品番号: CM0018366



前書き

ヒトSCN2A（Nav1.2ナトリウムチャンネル α サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適用可能；228

kDa。神経科学およびイオンチャネル研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCN2AウサギpAb
備考／別名	EA9; HBA; NAC2; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; HBSCI; EIEE11; HBSCII; Nav1.2; SCN2A1; SCN2A2; Na(v)1.2; SCN2A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6326
GeneID	6326
免疫原	組換えタンパク質（ヒトSCN2Aのアミノ酸275～401に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001035232.1））
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99250
タンパク質分子量	228kDa
配送	保冷剤