


抗Scn3Bウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q9Ny72

商品番号: CM0014012



前書き

ヒトSCN3B（ナトリウムチャネル制御ベータサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットと交差反応性があります。心臓電気生理学およびイオンチャネル研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCN3B ウサギpAb
備考/別名	SCNB3; ATFB16; BRGDA7; HSA243396; SCN3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55800
GeneID	55800
免疫原	ヒトSCN3Bの23-160アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_060870.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NY72
タンパク質重量	25kDa
配送	アイスパック