


Wb、Elisa用 抗Scn5A ポリクローナル抗体 - Q14524

商品番号: CM0019271



前書き

SCN5A (Nav1.5)

ナトリウムチャネルを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスとの交差反応性あり。心臓電気生理学およびチャネルopathy研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCN5A ウサギ pAb
備考/別名	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6331
免疫原	合成ペプチド：ヒトSCN5Aのアミノ酸1950-2016に対応する配列の合成ペプチド (NP_932173.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q14524
タンパク質分子量	227 kDa
発送	保冷剤