

WbおよびElisa用Anti-Scnn1Bポリクローナル抗体 - P51168

商品番号: CM0022114



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用に、上皮性ナトリウムチャンネルサブユニットベータ（SCNN1B/ENaC beta）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスSCNN1Bに特異で、腎臓および呼吸器系の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCNN1B Rabbit pAb
備考/別名	BESCL, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6338
遺伝子ID	6338
免疫原	組換えタンパク質：ヒトSCNN1B (NP_000327.2) のアミノ酸406-640に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P51168
タンパク質分子量	73kDa
配送	アイスバッグ