

WbおよびElisa用抗Scnn1Bポリクローナル抗体 - P51168

商品番号: CM0022106

前書き

WBおよびELISA用途向けの上皮性ナトリウムチャネルβサブユニット（SCNN1B/ENaC β）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSCNN1Bに特異的で、腎臓および呼吸器研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCNN1BウサギpAb
備考／別名	BESCL, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6338
遺伝子ID	6338
免疫原	組換えタンパク質：ヒトSCNN1B（NP_000327.2）のアミノ酸406～640に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51168
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ