

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Scnn1Gポリクローナル抗体 - P51170

商品番号: CM0024716



前書き

ヒトSCNN1G（ENaCyサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの使用が検証済み。マウスと交差反応性あり。ナトリウムチャネル生理学、腎機能、イオン輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCNN1G ウサギpAb
略称/別名	PHA1; BESC3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6340
遺伝子ID	6340
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51170
タンパク質分子量	74kDa
配送方法	保冷剤