

抗Scnn1Gウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P51170

商品番号: CM0020170



前書き

ヒトSCNN1G（ENaCγサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ナトリウムチャネルおよび上皮輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCNN1G Rabbit pAb
備考/別名	PHA1; BESC3; ENaCγ; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
由来種	ヒト
GeneID	6340 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSCNN1G (NP_001030.2) のアミノ酸100-250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51170
タンパク質分子量	74kDa
発送方法	保冷剤