


Anti-Sco1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O75880

商品番号: CM0025511



前書き

ヒトSCO1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアの銅代謝およびシトクロムcオキシダーゼの集合研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCO1 Rabbit pAb
備考/別名	SCOD1; MC4DN4; SCO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6341
GeneID	6341
免疫原	ヒトSCO1 (NP_004580.1) のアミノ酸1-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75880
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋