

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Scp2 ウサギポリクローナル抗体 - P22307

商品番号: CM0027031



前書き

ヒト、マウスにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済みのSCP2ウサギpAb。SCP2は、分岐鎖脂肪酸の β 酸化の最終段階を触媒し、脂質輸送を仲介するペルオキシソームタンパク質です。代謝および心血管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCP2ウサギpAb
備考/別名	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; SCP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6342
遺伝子ID	6342
免疫原	ヒトSCP2 (NP_001007099.1) のアミノ酸1-322に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P22307
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ