

Anti-Scrn3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vdg4

商品番号: CM0015389

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みのSCRN3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSCRN3を認識します。熱性侵害受容メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SCRN3 Rabbit pAb
備考/別名	SES3; SCR3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79634
遺伝子ID	79634
免疫原	ヒトSCRN3 (NP_078859.2) のアミノ酸100-410に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q0VDG4
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋