

抗Sctrウサギポリクローナル抗体 - P47872

商品番号: CM0029023



前書き

ヒトSCTR（セクレチン受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。pH調節、熱産生、水分恒常性に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCTR ウサギ pAb
備考/別名	SR; SCTR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6344
GeneID	6344
免疫原	ヒトSCTR (P47872)のアミノ酸151-461に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P47872
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ