

Wb・Elisa対応 抗Scyl2ポリクローナル抗体 - Q6P3W7

商品番号: CM0017736

前書き

ウサギ由来抗SCYL2ポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびラットと反応します。クラスリン関連キナーゼであるSCYL2は、神経受容体の輸送と脳の発達を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SCYL2 ウサギ pAb
備考／別名	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	55681
GeneID	55681
免疫原	ヒトSCYL2（NP_060458.3）のアミノ酸1～300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q6P3W7
タンパク質分子量	104kDa
発送方法	保冷剤同梱