

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Scyl2ポリクローナル抗体 - Q6P3W7

商品番号: CM0013418

前書き

SCYL2 (CVAK104)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで反応性を示し、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。クラスリン介在性輸送および神経機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SCYL2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55681
GeneID	55681
免疫原	ヒトSCYL2 (NP_060458.3) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P3W7
タンパク質分子量	104kDa
配送	アイスバッグ