

WbおよびElisa用 Anti-Sd1 ポリクローナル抗体 - B6F2D9

商品番号: CM0022120

前書き

イネ（*Oryza sativa*）SD1（ジベレリン20-オキシダーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ジベレリン生合成および植物成長制御の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SD1 ウサギ pAb
備考/別名	sd1; GA20; Sd-1; 20ox2; C20ox2; SD1-2E; GA20OX2; Os20ox2; osGA20ox2; SD1
種	<i>Oryza sativa</i> (イネ)
遺伝子ID	4325003
免疫原	組換えタンパク質; <i>Oryza sativa</i> SD1（アクセッション番号 Q0JH50）のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	<i>Oryza sativa</i> (イネ)
SWISS	B6F2D9
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷バッグ