

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Sdc2 ウサギポリクローナル抗体 - P34741

商品番号: CM0018860



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロット、IHC-

P、ELISA用に検証済みの抗SDC2ウサギポリクローナル抗体。樹状突起樹状突起形態形成と神経新生を調節するヘパラン硫酸プロテオグリカン、シンデカン-2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDC2 ウサギ pAb
備考/別名	HSPG; CD362; HSPG1; SYND2; SDC2
種	ヒト
遺伝子ID	6383
免疫原	ヒトSDC2（NP_002989.2）のアミノ酸19-144を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34741
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷剤付き