


Wb、Elisa用抗Sdc4ウサギポリクローナル抗体 - P31431

商品番号: CM0024147



前書き

ヒトSDC4（シンデカン-4）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。エクソソーム生合成研究や診断アッセイ開発に最適です。約22 kDaのバンドを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDC4 Rabbit pAb
備考/別名	SYND4; SDC4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6385
遺伝子ID	6385
免疫原	ヒトSDC4（NP_002990.2）のアミノ酸19～145番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P31431
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋