

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Sdf4 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Brk5

商品番号: CM0017692

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-SDF4
ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSDF
4（カルシウム依存性ER活性に関与する45
kDaのカルシウム結合タンパク質）を検出します。代
謝およびゴルジ体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDF4 Rabbit pAb
備考/別名	Cab45; SDF-4; SDF4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51150
免疫原	ヒトSDF4 (NP_057260.2) のアミノ酸37-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BRK5
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ