

Anti-Sdha モノクローナル抗体（Wb、If、Elisa用） - P31040

商品番号: CM0002697



前書き

ヒトSDHAを標的とするウサギ組換えモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性SDHAを検出します。ミトコンドリア複合体IIの研究および腫瘍抑制研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHA Rabbit mAb
備考/別名	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6389
遺伝子ID	6389
免疫原	ヒトSDHA (P31040) のアミノ酸550-650領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31040
タンパク質分子量	73 kDa
配送	アイスパック