


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Sdhaポリクローナル抗体 - P31040

商品番号: CM0025912



前書き

ウサギ由来のヒトSDHA（コハク酸脱水素酵素複合体フラボタンパク質サブユニット）を標的とするポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が確認されています。マウスおよびラットと交差反応します。C末端領域をカバーする組換え免疫原を使用しています。ミトコンドリア機能、代謝疾患、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHA ウサギpAb
備考/別名	FP; PGL5; SDH1; SDH2; SDHF; CMD1GG; MC2DN1; NDAXOA; SDHA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6389
遺伝子ID	6389
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSDHA (NP_004159.2) のアミノ酸385～664番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31040
タンパク質分子量	73kDa
発送方法	保冷剤