


Wb、Elisa用抗Sdhaf2ポリクローナル抗体 - Q9Nx18

商品番号: CM0022905



前書き

WBおよびELISA用のSDHAF2ウサギpAb。ヒトSDHAF2（ミトコンドリアコハク酸脱水素酵素アセンブリ因子2）を標的としています。マウスと交差反応します。ミトコンドリア代謝およびTCA回路研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHAF2 Rabbit pAb
略号/別名	PGL2; SDH5; hSDH5; C11orf79; SDHAF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54949
GeneID	54949
免疫原	ヒトSDHAF2 (NP_060311.1) のアミノ酸1-166番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NX18
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	氷袋梱包