

抗Sdhbウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P21912

商品番号: CM0014449



前書き

ヒトSDHB（コハク酸脱水素酵素鉄硫黄サブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光染色/免疫細胞化学（IF/ICC）、およびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットのSDHBと交差反応性があります。ミトコンドリア複合体IIの研究、酸化リン酸化の研究、および代謝疾患の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHB Rabbit pAb
備考/別名	IP; SDH; CWS2; PGL4; SDH1; SDH2; SDHIP; MC2DN4; SDHB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6390
遺伝子ID	6390
免疫原	ヒトSDHBのアミノ酸29-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002991.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P21912
タンパク質重量	32kDa
配送	アイスバッグ