

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sdhbウサギポリクローナル抗体 - P21912

商品番号: CM0021426



前書き

ミトコンドリア複合体IIの鉄硫黄サブユニットであるヒトSDHBを標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットのSDHBと交差反応します。予測分子量は32 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHBウサギpAb
別名／エイリアス	IP、SDH、CWS2、PGL4、SDH1、SDH2、SDHIP、MC2DN4、SDHB
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	6390
GeneID	6390
免疫原	ヒトSDHB（NP_002991.2）のアミノ酸29～280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21912
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ