


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Sdhcポリクローナル抗体 - Q99643

商品番号: CM0021715



前書き

ウサギ由来のヒトSDHC（コハク酸脱水素酵素複合体サブユニットC）に対するポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAへの適用が可能です。ヒト、マウス、ラットのSDHCを検出します。標的は電子伝達に関与するミトコンドリア膜タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHC ウサギ pAb
別名	CYBL; PGL3; QPS1; SDH3; CYB560; SDHC
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6391
GeneID	6391
免疫原	ヒトSDHC (NP_002992.1)のアミノ酸1-100番以内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99643
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	保冷剤