

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Sdhcウサギモノクローナル抗体 - Q99643

商品番号: CM0007368



前書き

ヒトSDHC（CYBL、SDH3）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの性能が確認されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリア複合体IIの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHC ウサギmAb
備考/別名	CYBL; PGL3; QPSI; SDH3; CYB560; SDHC
種	ヒト
GeneID	6391
免疫原	ヒトSDHC（NP_002992.1）のアミノ酸1-100番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99643
タンパク質分子量	19 kDa
発送方法	氷袋