


Wb、Elisa用 抗Sdhdウサギポリクローナル抗体 - O14521

商品番号: CM0023923



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用にSDHD（コハク酸デヒドロゲナーゼサブユニットD）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があり、ミトコンドリア複合体IIの研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDHDウサギpAb
備考/別名	PGL; CBT1; CWS3; PGL1; QPs3; SDH4; cybS; CII-4; MC2DN3; SDHD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6392
遺伝子ID	6392
免疫原	合成ペプチド ヒトSDHD (NP_002993.1) のアミノ酸50-150に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14521
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ