

Anti-Sdpr/Cavin-2 Rabbit Polymab® For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O95810

商品番号: CM0004617

前書き

SDPR/Cavin-2 Rabbit PolymAb®は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAにおいてヒトおよびマウスのcavin-2（SWISS: O95810）を検出します。このカベオラ関連タンパク質は、膜の湾曲およびカベオラの生成において重要です。IVD研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDPR/Cavin-2 Rabbit PolymAb®
備考/別名	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8436
GeneID	8436
免疫原	ヒトSDPR/Cavin-2（NP_004648.1）のアミノ酸326-425内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95810
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ