

Wb、Elisa用 Anti-Sdsl ポリクローナル抗体 - Q96Ga7

商品番号: CM0015935



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用に設計されたAnti-

SDSLウサギポリクローナル抗体。ヒトセリンデヒドラターゼ様タンパク質（SWISS

Q96GA7）を標的とし、マウスと交差反応性があり、肺癌および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SDSL ウサギ pAb
備考/別名	TDH; cSDH; SDH 2; SDS-RS1; SDSL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	113675
GeneID	113675
免疫原	ヒトSDSL（NP_612441.1）のアミノ酸1-137に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96GA7
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ