

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sec11Aウサギポリクローナル抗体 - P67812

商品番号: CM0016755



前書き

ヒトSEC11Aに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。小胞体のシグナルペプチド切断の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC11A Rabbit pAb
備考/別名	SPC18, SPCS4A, SEC11L1, sid2895, 1810012E07Rik, SEC11A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23478
GeneID	23478
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSEC11A (NP_055115.1) のアミノ酸37〜145番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P67812
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	氷袋