

Wb、Ihc、If/Icc、Elisa用Anti-Sec13ウサギポリクローナル抗体 - P55735

商品番号: CM0014241



前書き

ヒトSEC13に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。NPC、COPII、およびmTORC1シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SEC13 Rabbit pAb
備考/別名	SEC13R; npp-20; SEC13L1; D3S1231E; SEC13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6396
GeneID	6396
免疫原	ヒトSEC13 (NP_899195.1) のアミノ酸1-322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55735
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスパック