


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Sec14L2ウサギポリクローナル抗体 - O76054

商品番号: CM0016027



### 前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-SEC14L2ウサギポリクローナル抗体。トコフェロールおよびコレステロールに関連する脂質キャリア／転写活性化因子である、ヒト、マウス、ラットSEC14L2（46 kDa）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | SEC14L2 Rabbit pAb                                        |
| 備考／別名      | SPF; TAP; TAP1; C22orf6; SEC14L2                          |
| 種          | ヒト                                                        |
| GeneID（ヒト） | 23541                                                     |
| GeneID     | 23541                                                     |
| 免疫原        | ヒトSEC14L2（NP_001191133.1）のアミノ酸60～270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション   | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                     |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS      | O76054                                                    |
| タンパク質分子量   | 46 kDa                                                    |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                     |