


Wb、Elisa用抗Sec23Aポリクローナル抗体 - Q15436

商品番号: CM0016749



前書き

ヒトSec23Aに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットのSec23Aと交差反応します。COPII小胞輸送およびER-ゴルジ体間輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sec23AウサギpAb
備考/別名	CLSD; hSec23A; Sec23A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10484
遺伝子ID	10484
免疫原	ヒトSec23A (NP_006355.2) のアミノ酸1~150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15436
タンパク質分子量	86kDa
輸送	保冷バッグ