


抗Sec23Aウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - Q15436

商品番号: CM0005761



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みの高品質抗Sec23Aウサギモノクローナル抗体です。ヒトSec23Aを標的とし、マウスと交差反応性を示します。COPII小胞輸送や小胞体-ゴルジ輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sec23A ウサギmAb
別名	CLSD; hSec23A; Sec23A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10484
遺伝子ID	10484
免疫原	ヒトSec23A (Q15436) のアミノ酸300-400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15436
タンパク質分子量	86kDa
発送方法	保冷剤