

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sec23Bウサギポリクローナル抗体 - Q15437

商品番号: CM0017260

前書き

ERからゴルジ体への輸送に必須のCOPIIコートタンパク質であるヒトSec23Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。予測分子量は86 kDaです。分泌および膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sec23BウサギpAb
備考/別名	CWS7; CDAII; CDAN2; CDA-II; HEMPAS; hSec23B; Sec23B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10483
GeneID	10483
免疫原	合成ペプチド ヒトSec23B (NP_006354.2) のアミノ酸150～250内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15437
タンパク質分子量	86kDa
輸送	保冷バッグ