

Anti-Sec23Ip ポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - Q9Y6Y8

商品番号: CM0015144

前書き

SEC23IP (p125)に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しており、ER出口部位の構造形成とCOPII小胞形成に関与するSEC23相互作用タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC23IP ウサギ pAb
備考/別名	P125; P125A; iPLA1A; MSTP053; iPLA1beta; SEC23IP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11196
遺伝子ID	11196
免疫原	組換えタンパク質：ヒトSEC23IP (NP_009121.1) のアミノ酸600～940番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6Y8
タンパク質分子量	111kDa
輸送方法	氷袋