


Anti-Sec24C ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - P53992

商品番号: CM0015113



前書き

ヒトSEC24Cに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAで検証済みです。小胞体からゴルジ体への輸送に不可欠なCOPII小胞貨物選択タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC24C Rabbit pAb
備考/別名	SEC24C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9632
遺伝子ID	9632
免疫原	ヒトSEC24C (NP_004913.2) のアミノ酸915-1094に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P53992
タンパク質分子量	118kDa
配送	アイスパック