


Wb、Elisa用 Anti-Sec24D モノクローナル抗体 - O94855

商品番号: CM0005948



前書き

小胞体からゴルジ体への輸送に必須のCOPII被覆小胞タンパク質SEC24Dを標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC24D Rabbit mAb
備考/別名	CLCRP2; SEC24D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9871
GeneID	9871
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトSEC24D (NP_001304995.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94855
タンパク質分子量	113kDa
発送	保冷バッグ