


Anti Wb, If/Icc, Elisa用Sec24Dウサギポリクローナル抗体 - O94855

商品番号: CM0020083



前書き

ヒトSEC24Dに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。COPII小胞輸送および小胞体-ゴルジ体間の貨物選択の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SEC24D Rabbit pAb
備考/別名	CLCRP2; SEC24D
種	ヒト
遺伝子ID	9871
免疫原	ヒトSEC24D (NP_001304995.1) のアミノ酸830-1000に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94855
タンパク質分子量	113kDa
配送	アイスバッグ