

## ウェスタンブロット、Elisa用 抗Sec61A ウサギモノクローナル抗体 - Q9H9S3

商品番号: CM0003283

### 前書き

ヒトSec61A (Q9H9S3)  
を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラットに反応します。小胞体を介したタンパク質輸送の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                          |
|-------------|--------------------------------------------|
| 製品名         | Sec61A ウサギ mAb                             |
| 備考/別名       | Sec61 alpha-2; SEC61A2; Sec61A             |
| 種           | ヒト                                         |
| GeneID (ヒト) | 55176                                      |
| GeneID      | 55176                                      |
| 免疫原         | ヒトSec61A (Q9H9S3) のアミノ酸350-450に対応する合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                        |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                  |
| 適用方法        | WB, ELISA                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                 |
| SWISS       | Q9H9S3                                     |
| タンパク質分子量    | 52kDa                                      |
| 発送方法        | 保冷バッグ                                      |